

Raport laboratoria: Informatyka w Medycynie

Projekt: Symulator Tomografu

Jakub Gardecki 141218 L7

Mateusz Kempa 139952 L7

Zastosowany model tomografu

Model stożkowy.

Zastosowany język programowania oraz dodatkowe biblioteki

Język programowania: Python

Najważniejsze biblioteki: matplotlib, numpy, ipywidgets, math, skimage, bresenham, pydicom.

Pozyskiwanie odczytów dla poszczególnych detektorów.

Pozyskiwanie odczytów zostało zaimplementowane zgodnie z podanymi na laboratoriach wzorami. Na podstawie współczynnika alfa zależnego od liczby kroków obliczana jest pozycja emitera i detektorów.

```
alfa = 360 / krok
# Tworzenie sinogramu
for i in range(0, krok):
    sys.stdout.write(str(i) + " / " + str(krok - 1) + '\r')
    sys.stdout.flush()
    xEmitter = int(round(promien * math.cos(math.radians(alfa * i)) + srodek[1], 1))
    yEmitter = int(round(promien * math.sin(math.radians(alfa * i)) + srodek[0], 1))
    for j in range(0, liczba_detektorow):
        xDetektor = int(round(promien * math.cos(
            math.radians(alfa * i + 180 - rozpietosc / 2 + j * rozpietosc / (liczba_detektorow - 1))), 1) + srodek[1])
        yDetektor = int(round(promien * math.sin(
            math.radians(alfa * i + 180 - rozpietosc / 2 + j * rozpietosc / (liczba_detektorow - 1))), 1) + srodek[0])
        Linia = bresenham(xEmitter, yEmitter, xDetektor, yDetektor)
        for x, y in Linia:
            sinogram[i, j] += zdj[x, y]
```

Filtrowanie sinogramu, zastosowany rozmiar maski

Program pozwala na zastosowanie filtracji sinogramu. Po wygenerowaniu maski wykonany jest spłot sinogramu z maską, co zwiększa jakość wygenerowanych obrazów wyjściowych. W programie zastosowaliśmy zmienny rozmiar maski w zależności od liczby detektorów:
Rozmiar maski = liczba detektorów / 2.

Tworzenie maski

```
1 def tworzenie_maski(liczba_detektorow):
2     rozmiar_maski = liczba_detektorow // 2
3     if(rozmiar_maski % 2 == 0):
4         rozmiar_maski += 1
5     maska = np.zeros((rozmiar_maski))
6     top = -4/(np.pi**2)
7     srodek = rozmiar_maski // 2
8     for i in range(0, rozmiar_maski):
9         maska[i] = (0 if (i-srodek)%2==0 else (top/((i-srodek)**2)) )
10    maska[srodek]=1
11    return maska
```

Spłot

```
1 def splot(tab,maska,liczbaSkanow):
2     wyj_sinogram = np.zeros_like(tab)
3     for i in range(liczbaSkanow):
4         wyj_sinogram[i] = np.convolve(tab[i], maska, mode = 'same')
5     return wyj_sinogram
```

Ustalanie jasności poszczególnych punktów obrazu wynikowego oraz jego przetwarzanie końcowe (np. uśrednianie, normalizacja)

Jako przetwarzanie końcowe obrazu została zastosowana normalizacja.

Normalizacja

```
1 def normalizacja(zdj):
2     min_value = np.min(zdj)
3     max_value = np.max(zdj)
4
5     for i in range(len(zdj)):
6         for j in range(len(zdj[i])):
7             zdj[i, j] = (zdj[i, j] - min_value) / (max_value - min_value)
8
9     return zdj
```

Wyznaczanie wartości miary RMSE na podstawie obrazu źródłowego oraz wynikowego

Pierwiastek błędu średnio kwadratowego został wyznaczony w następujący sposób:

Pierwiastek błędu średniokwadratowego

```
1 def RMSE(tabA, tabB):
2     return np.sqrt(np.mean((tabA-tabB)**2))
```

Odczyt i zapis plików DICOM

Program został rozszerzony również w możliwość generowania i odczytu wynikowego obrazu wraz z informacjami pacjenta w formacie DICOM.

Zapis:


```
1 def save_dicom_file(pic, patient_data, filename="dicom/test.dcm"):
2     filename_little_endian = tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".dcm").name
3     file_meta = Dataset()
4     file_meta.MediaStorageSOPClassUID = '1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2'
5     file_meta.MediaStorageSOPInstanceUID = "1.2.3"
6     file_meta.ImplementationClassUID = "1.2.3.4"
7
8     ds = FileDataset(filename_little_endian, {},
9                      file_meta=file_meta, preamble=b"\0" * 128)
10    ds.PatientName = patient_data["PatientName"]
11    ds.PatientWeight = patient_data["PatientWeight"]
12    ds.ImageComments = patient_data["ImageComments"]
13    ds.StudyDate = patient_data["StudyDate"]
14    ds.PatientBirthDate = patient_data["BirthDate"]
15
16
17    if pic.dtype != np.uint8:
18        img_max = np.max(pic)
19        img_min = np.min(pic)
20        pic = ((pic - img_min) / (img_max - img_min) * 255)
21        pic = pic.astype(np.uint8)
22
23    ds.SpecificCharacterSet = 'utf-8'
24    ds.PixelData = pic.tobytes()
25    ds.Rows, ds.Columns = pic.shape[0:2]
26    ds.BitsStored = 8
27    ds.BitsAllocated = 8
28    ds.HighBit = 7
29    ds.SamplesPerPixel = 1
30    ds.PhotometricInterpretation = "MONOCHROME2"
31    ds.PixelRepresentation = 0
32
33    ds.save_as(filename, write_like_original=False)
34    print("Plik pomyślnie zapisany.")
35
36 def on_create_dicom_clicked(x):
37     global OdtworzoneZdj
38     patient_data = {}
39     patient_data["PatientName"] = imie_pacjenta_input.value
40     patient_data["PatientWeight"] = waga_pacjenta_input.value
41     patient_data["ImageComments"] = zdj_komentarz.value
42     patient_data["StudyDate"] = data_badania_pacjenta.value
43     patient_data["BirthDate"] = data_urodzenia_input.value
44     print("Dane Pacjenta: ")
45     print(patient_data)
46
47     matplotlib.image.imsave("zdj/pom.jpg", OdtworzoneZdj)
48     dicom_pic = imread("zdj/pom.jpg")
49     dicom_pic = rgb2gray(dicom_pic)
50     save_dicom_file(dicom_pic, patient_data)
51
```

Odczyt:


```
54 def load_dicom_file(filename="dicom/test.dcm"):
55     ds = pydicom.dcmread(filename)
56     image = ds.pixel_array
57     # Convert the image data type to uint8
58     if image.dtype != np.uint8:
59         img_max = np.max(image)
60         img_min = np.min(image)
61         image = 255 * (image - img_min) / (img_max - img_min)
62
63     patient_data = {}
64
65     if "PatientName" in ds:
66         patient_data["PatientName"] = ds.PatientName
67     if "ImageComments" in ds:
68         patient_data["ImageComments"] = ds.ImageComments
69     if "StudyDate" in ds:
70         patient_data["StudyDate"] = ds.StudyDate
71     if "PatientBirthDate" in ds:
72         patient_data["BirthDate"] = ds.PatientBirthDate
73     if "PatientWeight" in ds:
74         patient_data["PatientWeight"] = ds.PatientWeight
75
76     plt.imshow(image.astype(np.uint8), cmap=plt.cm.bone)
77     return image.astype(np.uint8), patient_data
78
79
80 def on_load_dicom_clicked(x):
81     image, data = load_dicom_file()
82     print(data)
83
```

Wyniki eksperymentu

Zależność błędu RMSE od liczby detektorów




Zależność błędu RMSE od liczby skanów



Pomimo tego, że wraz ze zwiększeniem liczby detektorów czy to liczby skanów zwiększa się widoczność szczegółów na zdjęciach to wraz wzrostem tych wartości rośnie rozmazanie obrazu wynikowego i rośnie jasna poświata (nierównomierny rozkład próbek w dziedzinie czasu) co skutkuje wzrostem błędu RMSE. Rozwiązaniem tego problemu byłoby zastosowanie filtracji jednak w tym badaniu nie została ona zastosowana.

Zależność błędu RMSE od rozpiętości wachlarza




W tym przypadku od rozpiętości wachlarza przewyższającej 90 stopni zauważamy spadek miary RMSE. Jest to uzasadnione tym że wraz z zwiększaniem się rozpiętości wachlarza obraz wynikowy jest lepszej jakości. Pozostaje odpowiedź na pytanie dlaczego wartości dla 45 i 90 stopni są takie nietypowe. Jest to anomalia związana z tym faktem iż przy tak małej rozpiętości wachlarza obraz który nie znajduje się tylko w centrum zdjęcia jest praktycznie nieodtworzony (w eksperymencie został użyty obraz Shepp_logan). Przy takim małym kącie zostaje prześwietlony punkt centralny zdjęcia a jego reszta jest praktycznie nierozpoznawalna.

Dla dwóch wybranych obrazów oraz następujących parametrów: liczba detektorów = 360, liczba skanów = 360, rozpiętość wachlarza = 270 stopni, wykonać dwa warianty obliczeń -- z włączonym i wyłączonym filtrowaniem sinogramu.


Obraz przed filtracją

Obraz po filtracji


Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE): 0.35503129150720003
Odtworzony Obraz:




Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE): 0.19208418213848055
Odtworzony Obraz:



Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE): 0.3744008202932144
Odtworzony Obraz:



Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE): 0.3025471697523429
Odtworzony Obraz:



Na pierwszy rzut oka widać jak duże efekty przynosi filtracja sinogramu. Po filtracji obraz wynikowy jest bardzo zbliżony do obrazu wejściowego czego nie można powiedzieć o obrazie przed filtracją. Porównując miarę RMSE dla obu obrazów również widać bardzo duże zmniejszenie błędu po zastosowaniu filtra. Są to poprawy wyników jakich nie jesteśmy w stanie uzyskać nawet w najwyższej konfiguracji rozpiętości wachlarza, liczby skanów czy też liczby detektorów.